

Anti-Hd1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Fdx8

Artikelnummer: CM0020410



Einführung

Anti-Hd1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen in *Oryza sativa*. Erkennt das Zinkfingerprotein HD1, einen Transkriptionsfaktor, der die Blütenbildung reguliert. Geeignet für die Forschung in der pflanzlichen Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hd1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Hd1; SE1; OsHd1; Hd1
Spezies	<i>Oryza sativa</i>
Gen-ID	4340746
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-320 von <i>Oryza sativa</i> Hd1 (Q9FDX8) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Krossreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q9FDX8
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel