


Anti-Hdac3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - O15379

Artikelnummer: CM0003576



Einführung

Kaninchen monoklonaler HDAC3-Antikörper, validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Die 49 kDa Histondeacetylase 3 (HDAC3) ist essenziell für Chromatin-Remodelling und Gen-Silencing. Geeignet für epigenetische und transkriptionelle Regulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] HDAC3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
Spezies	Human
GenID (Human)	8841
GenID	8841
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 329-428 von humanem HDAC3 (NP_003874.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O15379
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel