

Anti-Hdac4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P56524

Artikelnummer: CM0012815



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches HDAC4, erzeugt mit einem synthetischen Peptid. Validierter Antikörper für WB und ELISA, der die 119kDa Histon-Deacetylase 4, einen wichtigen epigenetischen Regulator, detektiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9759
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 530-630 von humanem HDAC4 (NP_006028.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P56524
Proteingewicht	119kDa
Versand	Eisbeutel