


## Anti-Hdac6 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubn7

Artikelnummer: CM0007478



### Einführung

Anti-HDAC6 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes HDAC6 (~131 kDa), eine zytoplasmatische Deacetylase, die Autophagie, Aggresombildung und Mikrotubulidynamik reguliert. Ideal für die Krebs- und Neurodegenerationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | HDAC6 Kaninchen mAk                                                                                                                            |
| Bemerkungen/Aliase | HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6                                                                                                               |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                         |
| Gen-ID (Mensch)    | 10013                                                                                                                                          |
| Gen-ID             | 10013                                                                                                                                          |
| Immunogen          | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von humanem HDAC6 (NP_006035.2) entspricht. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                      |
| Kategorie          | Monoklonale Antikörper                                                                                                                         |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität   | Mensch                                                                                                                                         |
| SWISS              | Q9UBN7                                                                                                                                         |
| Proteinmasse       | 131 kDa                                                                                                                                        |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                                      |