

Anti-Hdac6 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ubn7

Artikelnummer: CM0008905



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes HDAC6 (Q9UBN7). Validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Die HDAC6-Deacetylase reguliert die Mikrotubulidynamik, Autophagie und Aggresombildung – relevant für die Krebs- und Neurodegenerationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10013
GeneID	10013
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HDAC6 (Q9UBN7) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UBN7
Proteingewicht	131 kDa
Versand	Eisbeutel