

Anti-HEL308 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Tdg4

Artikelnummer: CM0015364

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen die humane HEL308-Helikase für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu DNA-

Doppelstrangbruchreparatur, mikrohologie-vermittelter Endverknüpfung und dem RAD51-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HEL308 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HEL308
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	113510
Gen-ID	113510
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-270 der humanen HEL308 (NP_598375.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TDG4
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Eisbeutel