

Anti-Hemgn Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bxl5

Artikelnummer: CM0021126

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes HEMGN (Hemogen) für Anwendungen in WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus; geeignet für Forschung zur hämatopoetischen Differenzierung, Leukämie und NF-κB-vermittelter Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HEMGN Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NDR; EDAG; CT155; EDAG-1; HEMGN
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55363
GenID	55363
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HEMGN (NP_932095.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BXL5
Proteinmasse	55 kDa
Versand	Eisbeutel