

Anti-Hexim2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Mh2

Artikelnummer: CM0018364

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes HEXIM2 (UniProt Q96MH2) gerichtet ist, validiert in WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Wesentliches Werkzeug für Studien zur Transkriptionsregulation und zum 7SK RNP-Komplex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HEXIM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L3; HEXIM2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	124790
Gen-ID	124790
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 147-286 von humanem HEXIM2 (NP_653209.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96MH2
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel