

Anti-Hexokinase II Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P52789

Artikelnummer: CM0013415



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Hexokinase II, validiert für WB und ELISA in Human, Maus und Ratte. Erkennt das glykolytische Enzym HK2, geeignet für Stoffwechsel- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hexokinase II Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HKII, HXK2, II
Spezies	Human
GeneID (Human)	3099
GeneID	3099
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-120 der humanen Hexokinase II (NP_000180.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P52789
Proteingewicht	102kDa
Versand	Eistüte