

Anti-Hfm1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - A2Pyh4

Artikelnummer: CM0025137

Einführung

Dieser kaninchenpolyklonale Antikörper erkennt spezifisch menschliches HFM1 und kreuzreagiert mit Maus und Ratte; validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ideal für Studien zur Meiose und vorzeitigem Ovarialversagen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HFM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MER3; POF9; Si-11; SEC63D1; Si-11-6; Helikase; HFM1
Spezies	Mensch
GenID	164045
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 von menschlichem HFM1 (NP_001017975.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	A2PYH4
Proteingewicht	163kDa
Versand	Eisbeutel