


Anti-Hgd-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q93099

Artikelnummer: CM0003921



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HGD (Homogentisat-1,2-Dioxygenase) für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung von Stoffwechselkrankheiten, einschließlich Alkaptonurie. Spezifität durch Peptid-Immunogen gewährleistet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HGD Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AKU; HGO; HGD
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3081
GeneID	3081
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 346-445 des humanen HGD (Q93099) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q93099
Protein-Gewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel