


Anti-Hibch Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Nvy1

Artikelnummer: CM0020742



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HIBCH (3-Hydroxyisobutyryl-CoA-Hydrolase), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. 43 kDa mitochondriales Enzym im Valin-Katabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HIBCH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HIBYLCOAH; HIBCH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26275
Gen-ID	26275
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 33-330 von humanem HIBCH (NP_055177.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6NVY1
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel