

## Anti-Hirip3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bw71

Artikelnummer: CM0028934

### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes HIRIP3, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Histon-Chaperon, das die Ablagerung von H2A-H2B auf Chromatin erleichtert.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | HIRIP3 Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | HIRIP3                                                                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| Gen-ID            | 8479                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 417-556 von humanem HIRIP3 (NP_003600.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                             |
| SWISS             | Q9BW71                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 62kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |