


Polyklonaler Anti-Hist1H3D-Antikörper Für Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Artikelnummer: CM0023055



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HIST1H3D (H3.4/H3/g), validiert für Western Blot und ELISA. Voraussichtlich reaktiv mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies. Ideal für die Chromatinbiologie und die Untersuchung von Histonmodifikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HIST1H3D-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histon H3; HIST1H3A; HIST1H3D
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8290/8350
Gen-ID	8290/8350
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-136 des humanen HIST1H3D (NP_003520.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, andere (breite Reaktivität vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku