


Polyklonaler Anti-Histamin-H2-Rezeptor-Antikörper Für Wb Und Elisa - P25021

Artikelnummer: CM0016255



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den menschlichen Histamin-H2-Rezeptor (HRH2). Für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen validiert. Erkennt humane, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Studien zur Magensäuresekretion und GPCR-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HRH2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	H2R; HH2R; HRH2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3274
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150–250 des humanen HRH2 (NP_001124527.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25021
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku