


Anti-Histon H1.4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P10412

Artikelnummer: CM0019349



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Histon H1.4, geeignet für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die Chromatinbiologie und Epigenetik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H1.4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H1E; H1.4; H1F4; RMNS; H1s-4; HIST1H1E; dJ221C16.5; Histon H1.4
Spezies	Human
GeneID (Human)	3008
GeneID	3008
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Histon H1.4 (NP_005312.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10412
Protein-Gewicht	22kDa
Versand	Eistasche