

Anti-Histon H4 Kaninchen-Polymab® Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P62805

Artikelnummer: CM0003549



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper (PolymAb®) gegen humanes Histon H4. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Detektiert das 11 kDa große Nukleosomenkernprotein für die Chromatin- und Epigenetikforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H4 Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Aliase	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8359
Gen-ID	8359
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Histon H4 (NP_003529.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62805
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel