

Anti-Hla-Dra Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01903

Artikelnummer: CM0002475



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HLA-DRA. Validiert für WB, IHC-P und ELISA, keine Kreuzreaktivität mit anderen Spezies. Detektiert eine Bande von 29 kDa. Ideal für Studien zur Immunologie und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-DRA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HLA-DRA1; HLA-DRA
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3122
GeneID	3122
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem HLA-DRA (P01903) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01903
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel