

Anti-Hmg20B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper [Ko-Validiert] Für Wb Und Elisa - Q9P0W2

Artikelnummer: CM0021752

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HMG20B (BRAF35, SMARCE1r). Validiert für WB und ELISA; reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Zellzyklus- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] HMG20B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; 0B
Spezies	Human
GeneID	10362
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9P0W2
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel