

Anti-Hmga2 Kaninchen-Mak Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52926

Artikelnummer: CM0007609

Einführung

Monoklonaler Antikörper vom Kaninchen, der HMGA2 (High Mobility Group AT-hook Protein 2) erkennt. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human und Maus. Ideal für die Untersuchung der Transkriptionsregulation und des Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HMGA2 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	BABL; LIPO; SRS5; HMGIC; HMGI-C; STQTL9; HMGA2
Spezies	Human
GeneID (human)	8091
GeneID	8091
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HMGA2 (NP_003474.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P52926
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Kühlakku