

Anti-Hmox1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14901

Artikelnummer: CM0024444

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen murines Hmox1 (Hämooxygenase 1) gerichtet ist und für WB, IF-P, IHC-P und ELISA validiert wurde. Reagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Apoptose, oxidativem Stress und Häm-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hmox1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HO1; HO-1; Hmox; Hemox; Hsp32; D8Wsu38e; Hmox1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	15368
GenID	15368
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-266 von murinem Hmox1 (NP_034572.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P14901
Proteingewicht	33KDa
Versand	Eisbeutel