

Anti-Hnf4A-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P41235

Artikelnummer: CM0019741



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches HNF4A, validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der transkriptionellen Regulation von hepatischen Genen, der zirkadianen Rhythmik und Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNF4A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TCF; HNF4; MODY; FRTS4; MODY1; NR2A1; TCF14; HNF4a7; HNF4a8; HNF4a9; NR2A21; TCF-14; HNF4alpha; HNF4A
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	3172
GenID	3172
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 226-325 von menschlichem HNF4A (NP_849180.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41235
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel