


Anti-Hnrnp A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09651

Artikelnummer: CM0025611



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes hnRNP A1 (P09651) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu RNA-Spleißen, Transport und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hnRNP A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3178
Gen-ID	3178
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-372 von humanem hnRNP A1 (NP_112420.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09651
Proteinmasse	39kDa
Versand	Eisbeutel