

Anti-Hnrnrm Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52272

Artikelnummer: CM0030164



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen HNRNPM, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die RNA-Spleiß- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRNPM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CEAR, HNRPM, HTGR1, NAGR1, HNRPM4, HNRNPM4, hnRNP M, HNRNPM
Spezies	Human
Gen-ID	4670
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 491-730 von humanem HNRNPM (NP_005959.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P52272
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel