

Anti-Hoxb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P14653

Artikelnummer: CM0027547



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches HOXB1, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Entwicklungsbiologie und die Transkriptionsregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOX2, HCFP3, HOX2I, Hox-2.9, HOXB1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3211
Gen-ID	3211
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14653
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel