

Anti-Hoxd10-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Wb, Elisa - P28358

Artikelnummer: CM0030580

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches HOXD10, validiert für WB und ELISA. Erkennt endogene HOXD10-Spiegel. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Entwicklungsbiologie und Forschung am Urogenitaltrakt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXD10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOX4; HOX4D; HOX4E; Hox-4.4; HOXD10
Spezies	Menschen
Gen-ID (Mensch)	3236
Gen-ID	3236
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 von menschlichem HOXD10 (NP_002139.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28358
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel