


Anti-Hpcal1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P37235

Artikelnummer: CM0018472



Einführung

HPCAL1-Kaninchen-pAb (P37235) ist ein für WB und ELISA validierter polyklonaler Antikörper, der mit humanen, murinen und Rattenproben reagiert. Ideal für die Forschung zu kalziumbindenden Proteinen und visueller Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HPCAL1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BDR1; HLP2; VILIP-3; HPCAL1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3241
Gen-ID	3241
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-193 des humanen HPCAL1 (NP_002140.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P37235
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku