


Anti-Hprt1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00492

Artikelnummer: CM0018828



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes HPRT1, geeignet für Western Blot und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung des Purin-Salvage-Wegs, des Lesch-Nyhan-Syndroms und der Gicht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HPRT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HPRT; HGPRT; HPRT1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3251
GeneID	3251
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-218 von humanem HPRT1 (NP_000185.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00492
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel