

Anti-Hs3St3A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y663

Artikelnummer: CM0022546



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes HS3ST3A1, validiert in WB und ELISA. Heparan-Sulfat-3-O-Sulfotransferase, beteiligt an der Glykobiologie und der Erforschung des HSV-1-Eintritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HS3ST3A1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	3OST3A1, 3-OST-3A, HS3ST3A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9955
Gen-ID	9955
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 44-140 von humanem HS3ST3A1 (NP_006033.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y663
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel