

Anti-Hsd3B2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P26439

Artikelnummer: CM0023541

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HSD3B2, validiert für Western Blotting (WB), Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA. Erkennt humanes und murines HSD3B2. Ideal für Forschung zu Steroidogenese, Hormonbiosynthese und endokrinen Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSD3B2 Kaninchen pAb
Aliase	HSDB; HSD3B; SDR11E2; HSD3B2
Spezies	Mensch
Gen-ID	3284
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-287 von humanem HSD3B2 (NP_000189.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendungen	WB, IF/ICC, ELISA
Krossreaktivität	Mensch, Maus
UniProt-Zugriffsnummer	P26439
Molekulargewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel