

Anti-Hsp47/Serpinh1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50454

Artikelnummer: CM0003359

Einführung

Hochwertiger Anti-HSP47/SERPINH1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem Material. Ziel ist das Serpin H1 Kollagen-Chaperon für diagnostische und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSP47/SERPINH1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPR0M; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1
Spezies	Human
GeneID (Human)	871
GeneID	871
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 319-418 von humanem HSP47/SERPINH1 (P50454) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P50454
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eistasche