


Anti-Hsp90B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08238

Artikelnummer: CM0024163



Einführung

Hsp90β Kaninchen-pAk, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches HSP90-beta (P08238), kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Chaperon-vermittelten Signalübertragung und Stressantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Hsp90β Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; Hsp90β
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3326
GenID	3326
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-300 von menschlichem Hsp90β (NP_031381.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08238
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel