

Anti-Hspa4L Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 095757

Artikelnummer: CM0021622

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen HSPA4L, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Chaperon-Funktion der Hitzeschockprotein-70-Familie und zur Stressantwort. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSPA4L Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	APG1; APG-1; HSPH3; Osp94; HSPA4L
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	22824
GeneID	22824
Immunogen	Rekombinantes Protein - Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 500-600 des menschlichen HSPA4L (NP_055093.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	095757
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Eisbeutel