


Anti-Htr2B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P41595

Artikelnummer: CM0026316



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanen Serotoninrezeptor 2B (HTR2B), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Erforschung von GPCR-Signalwegen, Neurobiologie und kardiovaskulärer Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HTR2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	5-HT2B; 5-HT-2B; 5-HT(2B); HTR2B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3357
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 382-481 des humanen HTR2B (NP_000858.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P41595
Protein-Gewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel