

Anti-Human Cd117/C-Kit Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P10721

Artikelnummer: CM0012391



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD117/c-Kit, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Forschung an hämatopoetischen Stammzellen und Mastzellen sowie onkologische Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Human CD117/c-Kit mAk
Bemerkungen/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3815
GenID	3815
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-520 des menschlichen CD117/c-Kit (NP_000213.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10721
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Eisbeutel