


Anti-Human-IgD Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P01880

Artikelnummer: CM0007324



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die menschliche schwere Konstante Delta-Kette des Immunglobulins (IgD). Validiert für Western Blot, Durchflusszytometrie und ELISA. Geeignet für Forschung zu B-Zell-Biologie, adaptiver Immunität und Zytokin-Induktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Menschliches IgD Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	IgD; Menschliches IgD
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3495
GeneID	3495
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 99-384 von menschlichem IgD enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01880
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel