

Anti-Ifi35 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P80217

Artikelnummer: CM0018777

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IFI35 (IFP35), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. IFI35 ist ein interferon-induziertes Protein, das die angeborenen Immunantworten und die NF-kappa-B-Signalgebung reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFI35 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IFP35; IFI35
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3430
GenID	3430
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-288 von humanem IFI35 (NP_005524.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P80217
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel