

Anti-Ifna10 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P01566

Artikelnummer: CM0024125

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches Interferon alpha-10 (IFNA10). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Ideal für antivirale Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFNA10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IFN-alphaC; IFNA10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3446
GenID	3446
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-100 des menschlichen IFNA10 (NP_002162.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P01566
Proteinmasse	22 kDa
Versand	Eisbeutel