

Anti-Ift88 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13099

Artikelnummer: CM0013206

Einführung

Kaninchen polyklonaler IFT88-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Cilien- und Autophagie-Forschung. (SWISS: Q13099)

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFT88 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DAF19; TG737; TTC10; hTg737; D13S1056E; IFT88
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8100
GenID	8100
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 534-833 von menschlichem IFT88 (NP_783195.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13099
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel