


Anti-Igfals-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35858

Artikelnummer: CM0013889



Einführung

Kaninchen-anti-humaner IGFALS-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. IGFALS, ein sekretiertes Plasmaprotein, reguliert die IGF-Bioverfügbarkeit über die Bildung ternärer Komplexe. Ideal für die Untersuchung von Proteininteraktionen und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGFALS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALS; ACLSD; IGFALS
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3483
GeneID	3483
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 396-605 von humanem IGFALS (NP_004961.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P35858
Protein-Gewicht	66kDa
Versand	Eistasche