


Anti-Igfbp7 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16270

Artikelnummer: CM0010195



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen menschliches IGFBP7 (Q16270) gerichtet ist. Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Angiogenese, Zelladhäsion und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGFBP7 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	AGM; PSF; TAF; FSTL2; IBP-7; MAC25; IGFBP-7; RAMSVPS; IGFBP-7v; IGFBPRP1; IGFBP7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3490
Gen-ID	3490
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem IGFBP7 (Q16270) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16270
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel