


Anti-Igfbp7 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16270

Artikelnummer: CM0016916



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes IGFBP7, validiert für WB und ELISA. Erkennt IGFBP7 von Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von insulinartigem Wachstumsfaktor-Bindung, Zelladhäsion und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IGFBP7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AGM; PSF; TAF; FSTL2; IBP-7; MAC25; IGFBP-7; RAMSVPS; IGFBP-7v; IGFBPRP1; IGFBP7
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	3490
GenID	3490
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-282 des menschlichen IGFBP7 (NP_001544.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q16270
Proteinmasse	29 kDa
Versand	Eisbeutel