

Anti-Igfbpl1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wx77

Artikelnummer: CM0023200



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes IGFBPL1 (IGFBP-rP4). Validiert für WB und ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von IGF-Signalgebung und Tumorsuppression. 29 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGFBPL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	IGFBPRP4; IGFBP-RP4; bA113024.1; IGFBPL1
Spezies	Mensch
Gen-ID	347252
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem IGFBPL1 (NP_001007564.1) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WX77
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eispackung