

Anti-IL-27Ra/Wsx-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Fc, Elisa - Q6Uwb1

Artikelnummer: CM0005550



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes IL-27RA/WSX-1, validiert für Durchflusszytometrie und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal für die Forschung an Th1-Immunantworten und Zytokin-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-27RA/WSX-1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CRL1; TCCR; WSX1; IL27R; IL-27RA; zcytor1; IL-27RA/WSX-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9466
GenID	9466
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 33-283 von humanem IL-27RA/WSX-1, NP_004834.1 enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q6UWB1
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel