

Anti-IL-6-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P20607

Artikelnummer: CM0008214

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen IL-6 der Ratte, validiert für WB, IP, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit IL-6 der Maus. Geeignet zur Untersuchung der Akute-Phase-Reaktion, von Entzündungen und der Immunregulation. Bezogen über CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-6-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ILg6; Ifnb2
Art	Ratte
GeneID (Mensch)	3569
GeneID	24498
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-211 von IL-6 der Ratte (NP_036721.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P20607
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlakku