


Anti-IL12B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P43432

Artikelnummer: CM0004438



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen Maus IL12B (p40) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, FC (intra) und ELISA. Kreuzreagiert mit Human. Ideal für die IL-12/IL-23-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL12B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p40; IL-12b; IL1212p40; IL-12p40; IL12B
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3593
Gen-ID	16160
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-335 von Maus IL12B (NP_001290173.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P43432
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel