

Polyklonaler Anti-IL13Ra2-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q14627

Artikelnummer: CM0021274



Einführung

Polyklonaler Anti-IL13RA2-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-IL13RA2-Protein. Relevant für Studien zur IL-13-Signalübertragung und Immunmodulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL13RA2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2; IL13RA2
Art	Mensch
Gen-ID	3598 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14627
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku