


Anti-IL2Rb (Cd122/IL15Rb) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14784

Artikelnummer: CM0028232



Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen humanes IL2RB (CD122/IL15RB), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur IL-2- und IL-15-Rezeptorsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL2RB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CD122; IMD63; IL15RB; P70-75; IL2RB
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3560
Gen-ID	3560
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 316-431 von humanem IL2RB (NP_000869.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P14784
Protein-Gewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel