

Anti-IL33 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095760

Artikelnummer: CM0031073



Einführung

CamelBio Anti-IL33 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper für Western Blot und ELISA, detektiert IL33 von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Th2-Differenzierung, Alarmin-Signalübertragung und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Anti-IL33 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	DVS27; IL1F11; NF-HEV; NFEHEV; C9orf26; IL33
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	90865
GenID	90865
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 110-190 von humanem IL33 (NP_254274.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	095760
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel