

Anti-IL4I1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Rq9

Artikelnummer: CM0025950

Einführung

Kaninchens polyklonaler Antikörper gegen humanes IL4I1, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes IL4I1. Nützlich für immunologische und onkologische Forschung im Zusammenhang mit L-Aminosäure-Oxidase und dem AHR-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL4I1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LAO; FIG1; LAAO; hIL4I1; IL4I1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	259307
GenID	259307
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-220 von humanem IL4I1 (NP_690863.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96RQ9
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel